



3M® Transpore® White Cinta Quirúrgica

La mejor combinación
de 2 cintas.



- Brinda una adhesión similar a 3M® Transpore® con la suavidad de 3M® Micropore®
- Combina la capacidad de transpirar de una cinta de papel con la resistencia a la humedad de una cinta plástica
- Buena calidad de adhesión inicial y a largo plazo (72 horas) en piel húmeda o seca
- Se rasga fácilmente en forma bidireccional

3M® Transpore® White Cinta Quirúrgica

Aplicación: Multipropósito

- Fijación de gasa post extracción de sangre
- Fijación de apósitos
- Fijación bajadas y/o líneas de suero
- Fijación de tubos y/o drenajes no críticos

Ideal para usar en piel intacta

Proteja pieles frágiles o en riesgo de MARI con 3M® Cavilon® Película Protectora Sin Ardor

Material de la cinta: Respaldo hecho de combinación de papel y plástico, con adhesivo de acrilato.



Otras cintas quirúrgicas multipropósito de 3M:

- 3M® Transpore® Cinta Quirúrgica de Polietileno
- 3M® Micropore® Cinta Quirúrgica de Papel



Información para pedidos

Número de catálogo	Tamaño	Rollos/ caja	Cajas/ estuche
1534-1	2.5 cm x 9.1 m (1 in. x 10 yd.)	12	10
1534-2	5 cm x 9.1 m (2 in. x 10 yd.)	6	10



La mejor combinación de 2 cintas

3M® Transpore® White brinda una adhesión similar a la de 3M® Transpore®, con la suavidad de 3M® Micropore®



3M Cono Sur
División de Soluciones Médicas

3M Chile
Santa Isabel 1001
7501412 - Providencia - Santiago
Tel.: 600 300 3636
go.3m.com/3msalud-chile

3M, "Ciencia. Aplicada a la vida.", Transpore, Micropore y Cavilon son marcas registradas de 3M.
Por favor recicle. © 3M 2017. Todos los derechos reservados.