

AGITADOR MECÁNICO 20LT. DIGITAL 100-2500RPM TIMER – WS LABS



Los agitadores mecánicos pueden realizar las tareas más exigentes y proporcionar alta seguridad y mayor rendimiento.

Son ampliamente utilizados en síntesis química, síntesis farmacéutica, análisis físico-químico, industrias petroquímicas, etc.

Incluye: 1 Base, 1 Pedestal, 1 Hélice

- Modelo: SH-II-6C
- Máx. Volumen: 20 Lts.
- Digital: LCD
- Velocidad: 100 – 2500 rpm
- Tiempo de trabajo: Continuo
- Exterior: Carcasa de plástico
- Potencia motora: 60W.
- Modo de visualización de velocidad: Digital
- Temporizador: Sí
- Máxima viscosidad: 10000
- Tamaño exterior (Ancho x Largo x Alto) (mm): 115 x 95 x 240
- Tamaño de la placa (mm): 200 x 300
- Carga de placa: 50Kg.
- Fuente de alimentación (50/60 Hz) 100 ~ 240 V
- Peso Neto/Bruto: 7/8 Kg.
- Marca: WS Labs