

AGITADOR VORTEX MIXER – MOD. MX-E – SCIOLOGEX



El MX-E es un potente mezclador de vórtice de velocidad fija compacto activado por el tacto que proporciona agitación en vórtice a 3000 rpm. El diámetro orbital es de 4 mm, proporcionando una agitación con vórtice eficaz y eficiente en el interior de la muestra.

- Diseño compacto estable.
- con control electrónico de velocidad para garantizar que la misma velocidad se mantenga en todo momento, incluso durante los cambios de carga.
- Base de acero, pies de silicona para estabilidad y amortiguación de las vibraciones.

Especificaciones

- Velocidad Fija: 3000rpm
- Movimiento: orbital
- Amplitud: 4mm
- Tipo de motor: Cojinetes sin aceite excéntricas
- Modo de agitación: pulsación larga
- Condiciones ambientales: 5 - 40°C, 80% HR
- Energía: 20W
- Dimensiones: 134 x 134 x 70,5 mm
- Peso: 960 gramos.
- Alimentación eléctrica: 220 volts 60Hz