

**BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN CAPACIDAD 200GR SENSIBILIDAD 0,1GR  
MODELO COMPACTA CL201 – OHAUS – USA**



**Características Generales**

Balanza de precisión de alta gama, digital resistente y rápida. Nivelación total y amigable. Rápida estabilización, excelente repetibilidad y linealidad.

**Características Técnicas**

- Capacidad: 200 gr
- Resolución Sensibilidad: 0.1 gr
- Repetibilidad:  $\pm 0.1$  g
- Linealidad:  $\pm 0.1$  g
- Calibración: externa
- Modos de pesaje: G, LB, OZ, OZT, DWT,
- Capacidad de sobrecarga: 150% de la capacidad
- Tiempo de estabilización (s):  $\leq 3$  seg.
- Alimentación eléctrica: AC. 100-240VAC 0.64<sup>a</sup> 50-60 Hz
- Temperatura de operación: 10° a 30°C
- Alimentación eléctrica: Baterías AA
- Humedad de operación: 0% al 80% (31°C)
- Tipo de gabinete: Sin gabinete
- Dimensiones del Platillo: 12 cm
- Dimensiones de la Balanza: 20 x 14 x 4 cm (L x A x H)
- Peso Neto: 300 gr.

