

**BALANZA SEMI ANALÍTICA DIGITAL CALIBRACIÓN EXTERNA  
CAPACIDAD 210GR X 0,001GR (1 MG) – MOD. JA203H – REVEL INSTRUMENTS**



**Características Generales**

Balanza Semi Analítica Digital calibración externa. Permite trazabilidad a través de software interno para documentación ISO/GLP. Además, cuenta piezas y Pesaje en porcentajes. Este equipo cumple con normas ISO 9001, NTEP, OIML, CE.

**Especificaciones**

- Capacidad: 210 gr.
- Sensibilidad: 0,001 gr (1 mg)
- Repetibilidad: 0.001 gr.
- Desviación: estándar 0,1 gr
- Calibración: Externa
- Unidades de Calibración: Gr, mg, ct, GN, mo, oz, dwt, t1T, tiH, t1S, MOM, Bat, MS
- Tamaño de Plato: 8 cm Ø
- Comunicación: Bidireccional RS-232 (Opcional)
- Pantalla: LCD retro iluminado de gran brillantez
- Temperatura: 15°C a 70°C
- Estabilización: 3 seg
- Medidas: 196 x 320 x 287 mm
- Peso: 8.5 kg
- Voltaje: 220V / 50 Hz