

**BALANZA DE HUMEDAD HALÓGENA  
MOD. DSP-1101 – REVEL INSTRUMENTS**



- Balanza especialmente diseñada para medir el contenido de humedad de granos, frijoles, hierbas, etc.
- Control inteligente del calentamiento por medio de una fuente halógena.
- Gran pantalla LCD retro iluminada.
- Burbuja de agua para nivelar y estabilizar soportes de apoyo.
- Interfaz RS232 para conexión a PC, impresora, etc.

**Especificaciones**

- Capacidad: 110 g
- Precisión: 1 mg
- Temperatura: ambiente +10° a 160°C
- Precisión: ± 1 ° C
- Platillo: 90mm de diámetro
- Potencia: 480W máx.
- Visualización: LCD
- Lecturas: % de humedad, % de sólidos
- Dimensiones: 320 x 300 x 190 mm
- Alimentación: 220V / 50Hz
- Peso: 4.5 kg





  
**IndusLab**<sup>®</sup>