

BAÑO TERMOSTATIZADO DIGITAL 12 LITROS – 4 ESPACIOS – WS LABS



El tanque está fabricado y diseñado con alta tecnología ya que no tiene uniones visibles, permitiendo así que sea menos probable filtraciones y oxidaciones. Pantalla digital que permite una fácil lectura no se oxidan, gracias a que está fabricado en Acero Inoxidable 304 que lo hace más resistente a la corrosión. Su forma interna redondeada permite una mejor limpieza. La tapa esta fabricada de PP (polipropileno), que lo hace más resistente y duradero.

Descripción Técnica

- Potencia: 1200 W
- Rango de temperatura constante: + 10 °C - 100 °C
- Dimensiones: 30 x 30 x 14 cm
- Voltaje: 220v / 110v
- Número de modelo: JN-WB001
- Marca: WSLabs – China





IndusLab®

Stainless steel liner

Corrosion resistant, not easy to rust, easy to clean; equipped with round hole carrier

Stainless steel electric conduit

(High quality stainless steel electric heat conduction tube, rust resistance, low heat consumption)



Adjustable lid



Temperature control dashboard

Simple switch