

**BAÑO ULTRASONIDO DIGITAL CON TIMER Y TEMPERATURA CAPACIDAD 8 LTS  
MOD. UC-40A – BIOBASE**



Baño ultrasonido digital con timer tiempo. Visualización del tiempo de cuenta atrás y de la temperatura real. Carcasa e interior completamente en Acero Inoxidable ISI304, Incluye tapa y canastillo. Totalmente controlado por microprocesador y programable.

**Especificaciones**

- Capacidad: 8 Lts
- Rango Temperatura: 0 - 80°C
- Frecuencia ultrasónica: 40 KHz
- Timer ajustable: 0 a 30 min
- Potencia ultrasónica: 240 W
- Carcasa : Acero Inoxidable
- Tapa: Acero Inoxidable
- Canastillo: Acero Inoxidable
- Interior : Acero Inoxidable
- Medidas Internas: 300 x 240 x 150 mm
- Medidas Externas: 330 x 270 x 270 mm
- Poder calefactor: 250W
- Electricidad: 220V/50Hz