

COLCHÓN ANTIESCARAS CON MOTOR INCLUIDO



Colchón formado por 130 celdas de aire individuales que ayudan a disminuir la presión corporal en los distintos puntos de apoyo, evitando de esta manera la aparición de las úlceras por presión.

Este equipo funciona con un motor integrado de bajo consumo y muy bajo nivel de ruido que regula automáticamente el nivel de inflado en cada celda, optimizando los ciclos de llenado y vaciado de las mismas.

Elaborado en vinilo extra grueso que prolonga la vida útil y la limpieza de la superficie.

Características

- Vinilo extra grueso de 0.3 mm, de alta calidad, para mayor duración.
- 130 celdas de aire individuales para mayor eficiencia.
- Altura de cada burbuja inflada: 7 cm.
- Soporta 120 Kg de peso.
- Incluye soporte metálico para facilitar la colocación en la cama.
- Bomba motor de 110V-220V a 50/60 Hz
- Alterna inflado y desinflado de las burbujas de aire silenciosamente.
- La presión se puede ajustar, brindando mayor confort y mejores resultados.
- Flujo de aire: 5 a 7 LPM.
- Tiempo de ciclo: 12 minutos.
- Peso aprox. 4 Kg.
- Consumo aprox. 7W
- Medidas envase individual: 17 x 30 x 18,5 Kg.
- Medidas colchón: 200 cm Largo x 90 cm Ancho x 7 cm Alto

Este producto cumple con las siguientes normas y/o certificaciones:

- FDA certificación 2019
- SGS Certificación
- Certificado de Conformidad CE
- ISO 13485



IndusLab®