

ESTAMPADORA AL VACÍO – MOD. PLASTVAC P7 – BIOART – BRASIL



- Adaptador universal para placas redondas y cuadradas.
- Resistencia de carbono: calentamiento más rápido y uniforme de las placas.
- Accionamiento automático del vacío.
- Soporte de modelos combinado plano y taza (con esferas) para mejor adaptación de los modelos, evitando la distorsión de la placa y facilitando la remoción del molde.
- Sistema de fijación de la placa giratoria que permite el calentamiento de los dos lados de la placa.
- Potente Motor de 1.400W para fidelidad del molde.



Resistencia de carbono:
Velocidad en calefacción / refrigeración



Acepta placas:
Redondo y Cuadrado



Porta modelos con doble función

Más Aplicaciones

- Protector bucal
- Matriz para resina compuesta
- Puentes provisionales
- Casquetes
- Fijación de braquetes
- Molde para fluoración
- Guías quirúrgicas
- Placas de mordida
- Placas base
- Moldes individuales
- Moldes para blanqueamiento casero
- Empaque de modelos de estudio

Especificaciones Técnicas

- Voltajes: 220 V
- Peso: 6,5 Kg.
- Dimensiones: (C x L x H) 24 x 27 x 19 cm

