

## FLUJÓMETRO DE ESPIROMETRÍA PFM – MOD. PEAK FLOW



Aparato portátil que permite medir la máxima cantidad de aire espirado. Esta medición nos permite evaluar de forma rápida y sencilla el grado de obstrucción de las vías respiratorias. Puede ser utilizado por profesionales del área de la salud o pacientes entrenados.

Compacto, lo que hace que el dispositivo sea fácil de transportar y almacenar. El dispositivo es lo suficientemente pequeño como para llevarlo en una mochila o bolsa de viaje, lo que lo convierte en una herramienta útil para aquellos que necesitan monitorear su salud pulmonar mientras están en movimiento.

Se puede limpiar fácilmente con agua y jabón y no requiere ningún mantenimiento especial.

- Volumétrico.
- Rango de medición: 60 – 800 L/min.
- Material: Reciclable ABS Plástico.
- Condiciones de almacenamiento:
  - Temperatura: 10 - 35°C
  - Humedad Relativa: 30% - 75%
- Diámetro de boquilla: 2,5 cm.
- Medidas: Largo: 15 cm.  
Ancho: 5,5 cm.  
Alto: 3 cm.



El perfecto inspector de salud

**PELIGRO**

**PEF < 50%**

**Mejor valor personal**

Se considera peligroso tener síntomas de asma en reposo, es necesario tomar medicamentos y buscar un médico de inmediato.

**ADVERTENCIA**

**PEF = 50% ~ 80%**

**Mejor valor personal**

Se deben observar de cerca los cambios en su estado cuando los pacientes presentan síntomas de asma (como tos, opresión en el pecho, sibilancias).

**NORMAL**

**PEF > 80%**

**Mejor valor personal**

Los pacientes raramente tienen síntomas, con buena calidad de sueño, pueden trabajar y vivir normalmente.

