

**LÁMPARA FOTOCURADO LED INALÁMBRICA – WOODPECKER**



- Potencia máxima de hasta 1.000 mW/cm<sup>2</sup>.
- Longitud de onda 420 nm – 480 nm.
- Modo de trabajo full, rampa y pulsos.
- Punta autoclavable a 135°C.
- Para conexión 110 o 220 volts.
- Incluye protector.
- Incluye base.
- 4 modos de tiempo de trabajo: 5, 10, 15, 20 segundos.
- Batería recargable de litio.
- Se puede usar más de 200 veces por cada carga completa.
- La fibra óptica es autoclavable a temperatura de 135°C y presión de 0.22Mpa.