

LARINGOSCOPIO MACINTOSH 3 HOJAS CURVO



- 3 hojas curvas (#1, #2, #3).
- Utiliza dos Pilas C (no las incluye).
- Modelo: Macintosh (curvo).
- Acero Inoxidable.
- Con ampolletas de luz natural brillante sin sombras.
- Medidas: Laringoscopio - Alto: 15 cm.

Hojas

- Diámetro: 2,8 cm.
- #1: 7,5 cm.
- #2: 9,0 cm.
- #3: 11 cm.

