

LARINGOSCOPIO MILLER 3 HOJAS RECTO – FIBRA ÓPTICA



- 3 hojas rectas (#1, #2, #3).
- Utiliza dos Pilas C (no las incluye).
- Modelo: Miller (recto).
- Acero Inoxidable.
- Con ampolletas de luz natural brillante sin sombras.
- Medidas: Laringoscopio - Alto: 16 cm.
 - Diámetro: 3 cm.

<u>Hojas</u>	- #1: 7,5 cm.
	- #2: 9,0 cm.
	- #3: 11 cm.

