

MICROPIPETA MECÁNICA 0.5 - 10 UL – DLAB



- Diseño ligero y ergonómico, de fácil lectura.
- Preciso rango de medición, ya que cumplen con la norma EN / calibración estándar ISO 8655.
- Se sugiere la calibración periódica, para garantizar su exactitud.
- Resistencia a altas temperaturas.

Descripción Técnica

Rango de volumen	Precisión	Volumen de prueba	Error de exactitud		Error de precisión	
0.5 - 10 µL	0.1 µL	10	1.00%	0.1 µL	0.80%	0.08 µL
		5	1.50%	0.075 µL	1.50%	0.075 µL
		1	2.50%	0.025 µL	1.50%	0.015 µL

- Modelo: 711111040000
- Marca: DGL – China

