

MONITOR MULTIPARÁMETROS – MOD. M-7 – MEDITECH



El Monitor Signos Vitales M-7, es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados.

Mediciones

- Electrocardiograma (ECG)
- Frecuencia respiratoria (RESP)
- Frecuencia Cardíaca (HR)
- Saturación de oxígeno (SPO2)
- Presión Arterial no invasiva (NIBP)
- Temperatura (TEMP)

Incluye tomador de presión de brazo y saturómetro para adulto.

Especificaciones

- Monitor portátil para adulto, diseño ergonómico.
- Pantalla a color TFT de 7", configurable hasta 8 formas de onda, permite la máxima visibilidad de datos para los parámetros más críticos.
- SPO2 tecnología digital única puede trabajar de forma precisa durante el movimiento y baja perfusión.
- Anti AC y de alta frecuencia de electrocirugía y la interferencia del desfibrilador.
- Diseño de la pantalla Rich, estándar, fuente grande, gráfico de tendencia, OxyCRG, ECG completo plomo y otros.
- Fuente de almacenamiento de datos: 720 horas tendencias, 10000 grupo de PNI, 1024 alarmas eventos.
- Análisis ST, análisis de arritmia, análisis de marcapasos, análisis de drogas y cálculo.
- Audio y visual de alarma disponibles, ajustable.
- Función de gestión de información.
- Software potente paciente para apoyar su uso en la UCIN, UCI, OR, CCU o paciente normal de habitación.
- Actualización de software opcional basado en USB.
- Cableado / red inalámbrica con sistema de monitoreo central, hasta 64 camas en un grupo.
- Grabador incorporado térmica hasta 3 rastros para la impresión en tiempo real y datos históricos.
- Multi-idioma Inglés, español.
- Batería de litio de larga duración recargable de hasta 4 horas de trabajo y funcionamiento continuo. Se recomienda mantener carga entre un 20% (empezar recarga) y 80% (desconectar de corriente) para prolongar vida útil de batería.
- Adecuado para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Funciones

- **Función 1:** (NIBP, PR, TEMP): PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, FRECUENCIA DEL PULSO Y TEMPERATURA.
- **Función 2:** (ECG, NIBP, SPO2): ELECTROCARDIOGRAMA, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA Y SATURACION DE OXIGENO.
- **Función 3:** (ECG, NIBP, SPO2, RESP, TEMP, monitoreo central PR): ELECTROCARDIOGRAMA, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SATURACION DE OXIGENO, FRECUENCIA RESPIRATORIA, TEMPERATURA Y MONITOREO DE LA FRECUENCIA DEL PULSO.





IndusLab[®]