

PHMETRO PORTÁTIL TIPO OYSTER – MOD. PP-201K - GDO



PH metro con microprocesador basado con carcasa a prueba de salpicaduras. Gran pantalla LCD incorporada en la tapa ajustable “abatible”. Visualización simultánea de pH y temperatura. Diseño robusto para uso portátil o de sobremesa. Compensación automática o manual de la temperatura (°C o °F cambiabile). Fácil de calibrar con un teclado para 5 puntos de búfer, valor de calibración se puede ajustar según sea necesario. Batería baja e indicador de consumo. Apagado automático después de 10 minutos de inactividad.

Indicado para medición de pH y Temperatura, tipo de muestras, soluciones acuosas, campos de aplicación, campos en entornos al aire libre, para uso en laboratorio.

Descripción Técnica

- Rango: 0 - 14,00
- Precisión: $\pm 0.01 + 1$ dígito
- Resolución: 0.01 pH
- Compensación: MTC: 0 - 100 °C
- Batería: 9V
- Calibración: pH 4.00, 7.00, 10.00
- Dimensiones: 96 x 120 x 46 mm (doblado)
- Peso: 260 gr. (con batería)
- Incluye: Maletín, buffer y electrodo
- Marca: GDO – China

