

PHMETRO DE MESÓN – MOD. PL-600RK – GDO



PH metro de sobremesa y medidor de temperatura con conexión RS232, compensación ATC. Se suministra como un kit con todos los accesorios que usted necesita recoger mediciones precisas con rapidez y facilidad.

Descripción Técnica

- Rango: 0.00 a 14.00pH - 2000 a 2000 mV + -5,0 a 105C
- Precisión: $\pm 0,01$ pH + 1 dígito, 0,1% mV / FS, $\pm 0.2C$ + dígito
- Resolución: 0.01pH, 1 mV, 0.1C
- Compensación automática de T°: 0-100 °C
- Capacidad de almacenamiento para los datos medidos: 64 registros
- Puerto de comunicación: RS232
- Potencia: 9V DC por adaptador de CA
- Dimensiones: 200 x 160 x 65 mm
- Peso: 1500 grs.
- Marca: GDO - China
- NO INCLUYE PORTAELECTRODO

