

CARRO PORTA CILINDRO TIPO E



Uso para cilindros tipo E (no incluye cilindro de oxígeno). Es un implemento diseñado para facilitar el transporte del cilindro de Oxígeno, el cual permite al paciente desplazarse con facilidad y sin esfuerzo.

- Cesta ajustable.
- Manilla de goma.
- Dos ruedas macizas de 5" que permiten estabilidad para una maniobra fácil y segura.
- Material: estructura metálica en tubo esmaltado con pintura electrostática.
- Dimensiones: 92 x 27 cm aprox.
- Peso: 5 kg aprox.