


## CORREA TIPO ARAÑA O PULPO ADULTO - 10 PUNTAS




La correa tipo araña de 10 puntas está diseñada para pacientes adultos, está confeccionada en material de polipropileno de alta resistencia.

Correa pulpo con sistema de velcro para facilitar la sujeción a la tabla espinal adulto, entrega una mayor seguridad al momento de trasladar un paciente.

Las correas vienen codificadas por color y son ajustables.

Se adaptan a cualquier tipo de tabla espinal adulta o larga, ya sea de madera o plástica.

- Dimensiones: alto 110 cm.
- Peso: 0.3 Kg. aprox.



Correa Adulto

