

AGITADOR DE TUBOS VORTEX MX-S



Este equipo es un excelente auxilio para mezclar con fuerza y constancia las muestras contenidas en tubos de ensayo o frascos pequeños.

- Cuerpo de ABS rígido resistente esmaltado en epóxico electrostático y base de aluminio
- Pies de apoyo de goma tipo ventosa
- Se puede trabajar con tubos de hasta 30 mm de diámetro
- Plataforma redonda de 99 mm diámetro para frascos pequeños y copa de goma estándar para tubos hasta 30 mm de diámetro
- Agitación en régimen continuo o por torque
- Motor silencioso y de bajo consumo
- Velocidad de agitación regulable de 0 a 2500 rpm
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- ISO 9001