

**BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN CAPACIDAD 3.1 KG SENSIBILIDAD 0,1 GR
MODELO XY30001B**



Características Generales

Balanza Precisión Digital calibración externa. Este equipo cumple con normas ISO 9001, NTEP, OIML, CE. Todas nuestras balanzas incluyen una masa patrón de forma estándar.

Características Técnicas

- Capacidad: 3.1 Kg. (3100 gr)
- Sensibilidad: 0.1 gr
- Tamaño de Plato: 160 X 160 mm
- Pantalla: LCD retro iluminado de gran brillantez
- Calibración: Externa
- Temperatura: 15°C a 40°C
- Estabilización: 3 seg
- Peso: 4.2 kg
- Voltaje: 220V / 50 H