

APARATO DE PRESIÓN DIGITAL DE SOBREMESA SIN MERCURIO LCD – BOKANG



El esfigmomanómetro de sobremesa LCD es un instrumento libre de mercurio. Este tensiómetro de sobremesa combina la precisión de instrumentos tradicionales con la movilidad, durabilidad y fiabilidad necesaria para realizar monitoreos de la presión arterial.

El equipo es fácil de transportar en su estuche que le permite estar protegido de los elementos externos.



- Tipo: Sin Mercurio
- Monitor: LCD
- Unidad de medida: mmHg (kPA)
- Columna: 2 mmHg (0,26 Kpa)
- Visualización numérica: 1 mmHg
- Método de medida: Estetoscopio
- Pantalla numérica: 0-300 mmHg (0-40Kpa)
- Discrepancia: ± 3 mmHg ($\pm 0,4$ Kpa)
- Frecuencia de pulso: 30 - 200 min. $\pm 5\%$
- Presurización: Manual por bulbo
- Despresurización: Manual por la válvula de liberación de aire
- Fuente de alimentación: 2 Baterías AA
- Entorno de funcionamiento: Temperatura 10°C- 40°C
- Humedad relativa: 30 - 85%
- Presión: Presión atmosférica
- Brazaete de nailon sin anilla en D con estampado de seda.
- Vejiga y bulbo de PVC.

