

APARATO DE PRESIÓN CON RELOJ ANEROIDE – MOD. EXACTA 1350 – RIESTER - ALEMANIA



Por su larga vida útil y su elevada precisión, es un clásico muy apreciado. Aparato de presión de precisión de alta calidad, con 2 tubos.

Características

- Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precisión prácticamente no envejece.
- Escala lineal, 49 mm, 0 - 300 mm Hg.
- Pera de látex para inflar el brazalete.
- Máxima tolerancia de error de +/- mm Hg.
- Metal pintado (negro).
- Incluye bolsa de vinilo con cremallera.
- Brazalete de nylon calibrado, con velcro, adultos 49 mm, 2 tubos.
- Peso: 461 grs.



IndusLab[®]