

**AUTOCLAVE HORIZONTAL MOD. TANZO AUTOMÁTICA  
CLASE B DE 23 LTS. – WOSON**  
Confiable y diseño moderno



**Características**

- Secado parcial
- Pantalla LCD de alta luminosidad
- Tanque de agua incorporado fácil de limpiar
- 3 Sistemas de pruebas: Bowie y Dick Test, Prueba de vacío y Prueba Helix.

**Puerta de la cámara fabricada en acero inoxidable**

Tanzo incorpora un anillo de precalentamiento que controla las variaciones de temperatura y presión de la cámara durante el proceso de esterilización. Además, incluye un sistema de desaceleración y despresurización de la cámara de inox.

La puerta de la cámara, fabricada en acero inoxidable, otorga excelente resistencia a la presión. Además, el sellado de la puerta con guarnición de silicona de alto rendimiento resiste a la variación de temperatura y presión.



## Panel LCD de lectura intuitiva con micro impresora (impresora no incluida)

El panel LCD de lectura frontal le permitirá identificar de manera intuitiva diferentes situaciones del ciclo de esterilización, tales como: la temperatura, presión, tiempo, secado y fin del ciclo.

El panel incorpora una micro impresora que le permitirá imprimir el registro de esterilización después de finalizado cada ciclo.



## Especificaciones técnicas

- Voltaje: 220V - 230V
- Frecuencia: 50 Hz
- Fusible: T10A
- Temperatura ambiental: 5 ~ 40°C
- Ruido: < 50db
- Variación de presión: Mínima: -0.9 bar - Máxima 2.5 bar
- Duración máxima de ciclo: 90 minutos
- Volumen de agua por ciclo: 0.16L (min) - 0.18L (max)
- Presión de Trabajo: 2.10 ~ 2.30 bar
- Temperatura: 134 ~ 135 °C
- Potencia: 1700VA
- Volumen de la cámara: Ø 245 x 470 mm
- Tamaño de carga: 198 x 204 x 385 mm
- Peso máximo de carga: 3.21 kg/cm<sup>2</sup>
- Peso de autoclave: 58 kg

## Contenido

- 1 soporte de bandejas.
- 3 bandejas.
- 1 pinza.
- 1 manguera de drenaje.
- 1 manguera para adición de agua.
- 1 anillo de sellado de puerta.
- 1 cable de alimentación eléctrica

