

**BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN CAPACIDAD 2000GR SENSIBILIDAD 1GR  
MODELO COMPACTA CS2000 – OHAUS – USA**



### Características Generales

La CS de OHAUS es una balanza ligera, portátil, perfectamente compacta para utilizarse en aplicaciones de laboratorio, industria, educación y domésticas.

Es una balanza de precisión de alta gama, digital resistente y rápida. Nivelación total y amigable. Rápida estabilización, excelente repetibilidad y linealidad.

### Características Técnicas

- Capacidad: 2000 gr
- Resolución Sensibilidad: 1 gr
- Repetibilidad:  $\pm 1$  g
- Linealidad:  $\pm 1$  g
- Calibración: externa
- Modos de pesaje: G, LB, OZ, OZT, DWT,
- Capacidad de sobrecarga: 150% de la capacidad
- Tiempo de estabilización (s):  $\leq 3$  seg.
- Pantalla: LCD
- Alimentación eléctrica: AC. 100-240VAC 0.64<sup>a</sup> 50-60 Hz
- Temperatura de operación: 10° a 30°C
- Alimentación eléctrica: Baterías AA
- Humedad de operación: 0% al 80% (31°C)
- Tipo de gabinete: Sin gabinete
- Dimensiones del Platillo: 15 cm
- Dimensiones de la Balanza: 20 x 14 x 4 cm (L x A x H)
- Autoapagado: 5 minutos sin actividad (cuando se use con pilas)
- Peso Neto: 470 gr



### Funciones estándar

Fácil funcionamiento con dos teclas claramente definidas, indicador de pila baja y función de apagado automático para conservar la vida de las pilas, protección contra sobrecargas mecánica y por software para proteger la célula de pesaje de posibles daños, calibración externa con sólo pulsar un botón (masas de calibración no incluidas).

### Calidad y soporte líder del mercado

Todas las balanzas Ohaus de la Serie CS están fabricadas según el sistema de gestión de calidad registrado ISO 9001:2008

Nuestra robusta construcción y nuestro estricto control de calidad han sido el sello de todos los productos de Ohaus desde hace más de un siglo.

### Dimensiones del contorno aprox.

