

**BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN CAPACIDAD 2.1 KG SENSIBILIDAD 0,1GR  
MOD. XY20001B – REVEL INSTRUMENTS**



IndusLab<sup>®</sup>

**Características Generales**

Balanza Precisión Digital calibración externa. Este equipo cumple con normas ISO 9001, NTEP, OIML, CE.

**Características Técnicas**

- Capacidad: 2.1 Kg (2100 gr)
- Sensibilidad: 0.1 gr
- Tamaño de Plato: 160 x 160 mm
- Pantalla: LCD retro iluminado de gran brillantez
- Calibración: Externa
- Temperatura: 15°C a 40°C
- Estabilización: 3 seg
- Dimensiones: 270 x 195 x 65 mm
- Peso: 4.2 kg
- Voltaje: 220V / 50 H