

**BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN CAPACIDAD 4 KG SENSIBILIDAD 0,01GR
MOD. JA4000C – REVEL INSTRUMENTS**



Características Generales

Cubierta exterior de aluminio. Fácil de operar, estable con tara de un solo toque y función de seguimiento automático a cero, ampliamente usado en aplicaciones industriales de alta precisión, laboratorio y universidades. Interfaz serie RS232 / USB. Balanza compacta y portátil, calibración externa. Incluye cámara corta viento. Patas de nivelación y burbuja de nivelación. Este equipo cumple con normas ISO 9001, NTEP, OIML, CE.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad: 4000 gr (4 Kg)
- Sensibilidad: 0,01 gr
- Repetibilidad: ± 0.02 g
- Pesaje mínimo: 0,04 gr
- Desviación: estándar 0,1 gr

- Tamaño de Plato: 180 x 180 mm
- Pantalla: LCD retro iluminado de gran brillantez
- Calibración: Externa
- Unidades de calibración: gr, mg
- Comunicación: Bidireccional RS-232 (Opcional)
- Temperatura: 15°C a 45°C
- Estabilización: 3 seg
- Dimensiones: 196 x 320 x 287 mm
- Peso: 5 Kg
- Voltaje: 220V / 50 H

