

**BALANZA DIGITAL MICROPROCESADA DE PRECISIÓN  
CAPACIDAD 2100GR SENSIBILIDAD 0,01GR  
MOD. XY2000C – REVEL INSTRUMENTS**



**Características Generales**

Balanza Precisión Digital calibración externa. Este equipo cumple con normas ISO 9001, NTEP, OIML, CE.

**Especificaciones**

- Capacidad: 2100 gr
- Sensibilidad: 0.01 gr
- Repetibilidad: 0.01 g
- Linealidad: 0.02 g
- Tamaño de Plato: 130 mm
- Comunicación: Bidireccional RS-232 (OPCIONAL)
- Comunicación (2): Interfaz USB (Opcional)
- Pantalla: LCD retro iluminado de gran brillantez
- Calibración: Externa
- Temperatura: 15°C a 40°C
- Estabilización: 3 seg
- Medidas: 342 x 212 x 271 mm
- Peso: 5.2 kg
- Voltaje: 220V / 50 Hz



NOTA: Fabricante se reserva el derecho de realizar cambios de la apariencia de la balanza sin previo aviso.