

**BALANZA ANALÍTICA DIGITAL CALIBRACIÓN EXTERNA  
CAPACIDAD 220GR X 0,0001GR (0,1 MG) – MOD. TM-EXJ2204H – REVEL INSTRUMENTS**



**Características Generales**

Balanza Analítica Digital calibración externa. Permite comunicación a PC vía interfaz bidireccional RS232. Opcional permite impresión de datos vía Impresora externa. Además, cuenta piezas y Pesaje en porcentajes. Este equipo cumple con normas ISO 9001, NTEP, OIML, CE. Burbuja de nivelación.

**Características Técnicas**

- Capacidad: 220 gr
- Sensibilidad: 0,1 mg
- Repetibilidad: 0.0001 gr
- Desviación: Estándar 0,1 gr
- Calibración: Externa
- Unidades de Calibración: Gr, mg, ct, GN, mo, oz, dwt, t1T, tiH, t1S, MOM, Bat, MS
- Tamaño de Plato: 8 cm Ø
- Comunicación: Bidireccional RS-232 (Opcional)
- Pantalla: LCD retro iluminado de gran brillantez
- Temperatura: 15°C a 70°C
- Estabilización: 3 seg
- Medidas: 196 x 320 x 287 mm
- Peso: 8.5 kg
- Voltaje: 220V / 50 Hz

