

BAÑO TERMOREGULADO DIGITAL 4.5 LTS. – MOD. SY-1L2H – BIOBASE



Características Generales

- Baño termo regulado de precisión
- Control de temperatura intuitivo
- Cubierta superior e interior completo en Acero Inoxidable AISI 304
- Pantalla digital

Especificaciones Técnicas

- Display: LED
- Temperatura ambiente: +5°C a 100°C
- Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Sensibilidad temperatura: $\leq \pm 1$
- Error Display: $\leq \pm 2.5$
- Control de la temperatura: PID
- Rango tiempo: 1 – 999 min
- Volumen: 4.5 L
- Calefactor: 400 W
- Dimensiones interiores (cm): 16.8 (ancho) x 16.8 (fondo) x 12 (alto)
- Dimensiones exteriores (cm): 35.5 (ancho) x 24 (fondo) x 19 (alto)
- Peso: 4 Kg
- Conexión eléctrica: 220V/50 Hz.

Nota: El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño del equipo.