

BOMBA DE INFUSIÓN – MOD. IP-737 – MEDITECH



- Permite el goteo uniforme en la infusión.
- Puede mantener la elasticidad del tubo y la exactitud de la infusión durante un período largo de tiempo.
- Ventajas: gotas uniformes, pulsación baja, más seguridad a los pacientes.
- Multi-modos: para diversas operaciones y funcionalidades de goteo y regulación.
- Tecnología original: la tecnología original de la detección de la presión, garantiza una precisión y una infusión más segura.
- Expedientes históricos: puede guardar los últimos 1000 expedientes, de fácil revisión, y autoguardable.

Especificaciones

- Bomba tipo peristáltica.
- Sistemas de Infusión: El especial o la infusión de la calidad PVC/TPE fija con un diámetro externo de 3.4mm~4.5mm.
- Modos de la infusión: Índice de corriente, Tiempo-cantidad, Gotas x minuto, peso del cuerpo.
- Modo del índice de corriente: Índice de corriente: 1.0~1200.0 ml/h, paso 0.1ml/h.
- Modo Cantidad de tiempo: Tiempo: 1s~99h59m59s, paso 1s.
- Modo Gotas/minuto: Gota-minuto: 1~333 d/min, 1 paso de d/min.

- Modo del peso del cuerpo: Dosis: 0.1~999.9 mg/kg/h, 0.1mg paso mg/kg/h: 0.01~999.99 mg/kg/h, 0.01 pesos del cuerpo del paso de mg/kg/h: 1~300 kilogramos, paso 1kg
- Volumen de la pre colocación: 0.1~9999.9ml, paso 0.1ml.
- Reajuste: 0~9999.9ml, reajuste solamente.
- función .KVO: cantidad de KVO: 1.0~5.0 ml/h, 0.1 pasos de ml/h.
- Volumen: 0.1~99.9 ml/h, paso 0.1ml.
- Precisión de la Infusión: Mejor de $\pm 5\%$ (usar una infusión calibrada o especial fijada).

Alarmas:

- Aire en el tubo, 3 grados de sensibilidad.
- Avería del sensor de la burbuja.
- Obstrucción del superior-fin, -20~-60 kPa, 8 grados de sensibilidad.
- Avería de la base-presión Superior-fin.
- Obstrucción del inferior, 20~140 kPa, 8 grados de sensibilidad.
- Avería de la base-presión inferior
- Avería de la rotación de la bomba.
- Inverso-infusión.
- Puerta-abertura anormal.
- Energía de batería baja, avería de la batería.

Pausas en horas extras:

- Infusión terminada.
- Avería de la corriente ALTERNA.
- Avería de MCU, e infusión de la parada.
- Función fecha.
- Memoria de la calibración: Registra los datos de la calibración del tubo automáticamente para el uso.
- Memoria del parámetro: Registra el último parámetro de la infusión para la operación siguiente.
- Capacidad de Expedientes históricos: más de 1000 expedientes de acontecimientos 1000 de la infusión.