

## BOMBA DE ASPIRACIÓN – MOD. BMX-1 – KODSAN



- Bomba de aspiración para uso hospitalario o domiciliario.
- No necesita lubricante para su funcionamiento o mantenimiento.
- Velocidad de bombeo de 30L/mín mientras la presión es 0.1MPa.
- Vacío limitado inferior a 0.075MPa.
- Ruido 65dB.
- Presión máxima de 560 mm HG a nivel del mar.
- Clasificación de funcionamiento continua.
- Con frasco o botella de plástico de 1.000cc.
- Longitud del cordón de 2 metros.
- Motor de 220V, 50Hz, 125W.
- Incluye: Tubo de succión cavidad abdominal y tubo de polietileno no venoso diámetro 6x1, 5mmx1, 5mm.
- Medidas:      Largo: 38 cm  
                    Alto: 26 cm  
                    Ancho: 20 cm
- Peso: 8 kg.
- Procedencia: Japón

