

**CAMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO/LUPA
MOD. OD300H**



Para la captura de imágenes en tiempo real desde un microscopio o lupa y posterior trabajo con el computador o presentación en pantalla tenemos disponible este versátil equipo.



Características Generales

- Cuerpo de plástico rígido resistente a los impactos.
- Captura de imágenes instantánea en tiempo real.
- Alta sensibilidad.
- Bajo nivel de ruido.
- Excelente corrección de color.
- Función magnificadora con zoom 2592 x 1944 pixeles, 3.2 mega pixeles.
- Salida a PC con USB y tarjeta USB de 2.0 PCI.
- Software 2000 versión 2,1 para formatos BMP, JPG, ICO, PNG, etc.
- Función simple y poderoso editor de funciones.
- Adaptador C-Mount para lupa o microscopio.
- Cables de conexión.
- Corre en Windows Vista, XP, Win7, Win8



Nota: Recomendamos que el software de la cámara utilice un PC o laptop exclusivo.