

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO – MOD. BCC-3600B – DIRUI



Analizador de tres partes ofrece resultados precisos y confiables

- Diferencial de 3 partes, 21 parámetros de informe y 3 histogramas.
- 60 muestras / horas.
- Sangre entera, sangre micro-entera, sangre pre diluida.
- Hasta 14 informaciones de alarma de células paramórficas.
- Reactivo libre de cianuro respetuoso con el medio ambiente.
- Sistema de gestión de datos de fácil uso.
- Gran capacidad de almacenamiento hasta 15.000 muestras.
- Gran pantalla LED de alta resolución y a color.

Alto Rendimiento

- Alto rendimiento: 60 muestras por hora, entrega cada resultado dentro de 60 segundos.
- Ingreso de pacientes manual o mediante lector de códigos de barra.
- Sistema hidráulico se limpia automáticamente de partículas al encender el analizador.
- Los pulsos de alto voltaje después de cada medición mantienen las aperturas libres de obturaciones.
- El instrumento limpia automáticamente el interior y exterior de la aguja de muestreo luego de cada aspiración de sangre para reducir al mínimo el riesgo de contaminaciones por arrastre de la muestra anterior (carryover).

Fácil Uso

- La gran pantalla LED con sistema touch permite la entrada de datos y el monitoreo rápido de los resultados con histogramas.
- El equipo brinda sofisticadas características y un fácil sistema de funcionamiento, con un menú multilingüe. Provee 9 niveles de QC, Gráficos L-J y funciones de diagnósticos que permiten total confiabilidad y precisión.
- Se pueden interconectar con el host de su computadora para el proceso de administración de datos. Los resultados se pueden también recuperar en la impresora incorporada.
- Posee una amplia variedad de menús de mantenimiento, incluyendo alto voltaje, flujos bidireccionales de alta presión, autolimpieza del sistema hidráulico, etc.



IndusLab[®]

