

CONTADOR DE COLONIAS – MOD. BC-6A – BIOBASE



Ampliamente utilizado para la inspección bacilos de alimentos, bebidas, medicamentos, biológicos, maquillaje, productos de salud, agua para beber, las aguas residuales domésticas, industriales y agua.

Características

- Visualización digital LED
- Contador de lápiz, El contador digital Cmos integrado
- Contador de colonias Display digital LED. Amplificación óptica automática 5x 10x.
- Iluminación reflejada y transmitida
- Conteo rango: 1 - 999
- Apto para placas Petri \varnothing 50mm y \varnothing 90mm diámetro.
- Medidas: 310 x 210 x 260 mm
- Medidas con empaque: 510 x 410 x 460 mm
- Alimentación: AC110/220V \pm 10%, 50/60Hz
- Peso: 3.8 Kg.

