


**CONTADOR DE COLONIAS – MOD. FJ-2 – FAITHFUL**



Este instrumento consta de contador, sensor, celda de conteo, etc., diseño que puede proporcionar una comparación de colonias visible, fácil de observar, junto con un bolígrafo especial. Sonará cuando cuente y garantiza la precisión de la prueba, el aumento es variable. Es un instrumento necesario para todos los niveles de salud y estaciones de prevención de epidemias.

**Características**

- Funcionamiento: digital
- Configuración: de mesa
- Rango contador: 1-999
- Platos Petri:  $\Phi 50$ ,  $\Phi 90$ mm
- Diámetro del plato:  $\Phi 115$ mm
- Lámpara: 16W
- Medidas: 255 x 210 x 160mm
- Amplificación: 3 tiempos (9 tiempos)
- Consumo: 16W
- Alimentación: AC110/220V $\pm$ 10%, 50/60Hz

