

DELANTAL PLOMADO ADULTO



Características

- Delantal color azul con cuello cubre tiroides.
- Medidas: 90 cm. x 60 cm. (Largo x Ancho).
- Grosor Plomado: 0,3 mm.
- Cierre ajustable con velcro.
- Exterior: Tela acrílica.
- Interior: Goma Aplomada.
- Producto certificado.
- Uso: Rayos x periapicales y panorámicos.
- Peso aprox: 2.9 kg.

- Puede limpiarse a mano y secarse al ambiente.
- No se recomienda lavar y secar en máquina.
- Debe colgarse de los hombros en gancho especial, no dejar doblado.