

DESTILADOR 4 LITROS – MOD. 710 – POBEL



Destilador automático y de producción continua. Alta calidad de destilación con resultado de gran pureza, exento de iones metálicos y sustancias pirógenas. Mecanismo de seguridad que desconecta la resistencia al disminuir la presión del agua de refrigeración, y conecta de nuevo al recuperarse. [®]

Piezas de vidrio construidas en borosilicato 3.3, y resistencia protegida por una vaina de cuarzo que alarga su vida. Dimensiones reducidas para su fácil manejo y limpieza, con acoplamiento para ser colgado de la pared.

El modelo de 4 l/h incorpora opcionalmente el sistema exclusivo POBEL de limitador de caudal de agua de la red, optimizando dicho caudal al mínimo imprescindible. Se recomienda el uso de detergente líquido LITOPOL para la limpieza del vidrio.

Descripción Técnica

- Capacidad L/H: 4.2
- Consumo de agua L/Min: 1
- Conductividad a 20°C (μS/cm): 1
- Medidas: 520 x 620 x 410 (alto x ancho x fondo) mm.
- Resistencia (W): 1 x 3000
- Electricidad: 230 V. - 50/60 Hz. - 13A
- Peso neto: 5.2 Kgs.
- Modelo: 710
- Marca: Pobel - España

