

**DESTILADOR DE AGUA AC. INOXIDABLE 8 L/H – POBEL**



Destilador automático y de producción continua. Mecanismo de seguridad que desconecta las resistencias a falta de agua de refrigeración y se conecta de nuevo al recuperarse. Fácilmente desmontable para su limpieza. Mueble, refrigerante y elementos calefactores en acero inoxidable. Exterior en acero inoxidable con pintura epoxi. Interruptor general con luz de señalización. Con termostato, que protege al aparato en caso de sobrecalentamiento. Limitador de caudal de agua de red, optimizando el caudal al mínimo imprescindible.

**Descripción Técnica**

- Capacidad de destilación: 8 L/H
- Consumo de agua L/MIN: 1.4
- Conductividad a 20°C (μS/cm): 1.5
- Electricidad: 230V - 50/60 Hz. 26 A
- Medidas equipo (Alto x Ancho x Fondo mm.): 635 x 370 x 260
- Medidas embalaje (Alto x Ancho x Fondo mm.): 700 x 460 x 460
- Resistencia (W): 6000
- Peso equipo: 14 Kg.
- Peso embalaje: 16 Kg.
- Marca: Pobel - España