

**INCUBADOR DE TEMPERATURA CONSTANTE - ESTUFA DE CULTIVO DIGITAL
MOD. C-H30 – BELLTRONIC**



Características

- Controlador de temperatura inteligente, basado en un microprocesador con parámetros PID para controlar las funciones, y un monitor digital LED haciendo que la temperatura sea precisa y confiable.
- La puerta doble hace que la fluctuación de temperatura sea menor. La puerta interna de vidrio templado es conveniente para observar las condiciones de la cámara sin afectar la temperatura.
- La cámara de trabajo adopta acero inoxidable 304 y estructura redonda o angular, fácil de limpiar.

Especificaciones Técnicas

- Modelo: BellIncTempC-H30
- Capacidad: 30L
- Rango de temperatura: RT+5 ~ 65°C
- Fluctuación de temperatura: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Ajuste de tiempo: 1 ~ 9999mins
- Alarma: Alarma de temperatura alta; audible y visible.
- Estantes: 2 piezas ajustables
- Consumo: 200W
- Suministro de energía: 110/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
- Tamaño interno (mm): 320 x 300 x 315
- Tamaño externo (mm): 610 x 470 x 470
- Tamaño de empaque (mm): 780 x 610 x 650
- Peso bruto (kg): 45

