

ESTUFA DE SECADO AIRE FORZADO 45 LT. – MOD. WGL-45B – WS LABS



- Tratamiento de calor circularmente, alta eficacia y uniformidad.
- Controlador PID, con la función de protección de exceso de temperatura.
- Interruptor del ventilador con LED

Características Técnicas

- Capacidad: 45 litros
- Rango de temperatura: RT+10~300°C
- Resolución de Temperatura: 0,1°C
- Uniformidad de temperatura: $\pm 2,5\%$
- Temperatura Ambiente: 5~40°C
- Display: LED

- Bandejas: 2
- Potencia: AC220V 60Hz
- Poder: 1200W
- Timer: 1~9999min
- Dimensiones internas (mm): 350 x 350 x 350mm (Largo x profundidad x altura)
- Dimensiones externas (mm): 490 x 540 x 730mm (Largo x profundidad x altura)
- Consumo: 1200W
- Peso: 37 Kg.

