

**ESTUFA DE SECADO 10°C - 300°C - CONVECCIÓN FORZADA 45 LTS.  
MOD. WGL-45B - FAITHFUL**



Horno de Secado de Aire Forzado para Muestras de Laboratorio

**Características**

- Aire circular horizontal por dobles conductos de aire, de alta eficiencia y alta uniformidad.
- Controlador PID, con función de protección de sobre temperatura.
- Con interruptor de ventilador, pantalla digital LED, motor de explosión de alta temperatura.

**Especificaciones Técnicas**

- Capacidad: 45 litros
- Rango de temperatura: RT+10~300°C
- Resolución de Temperatura: 0,1°C
- Uniformidad de temperatura: +/- 2,5%
- Temperatura Ambiente: 5~40°C
- Display: LED
- Bandejas: 2

- Potencia: AC220V / 5.5<sup>a</sup>
- Timer: 1~9999min
- Dimensiones internas (mm): 350 x 350 x 350mm (Largo x profundidad x altura)
- Dimensiones externas (mm): 490 x 540 x 730mm (Largo x profundidad x altura)
- Consumo: 1200W
- Peso: 37 Kgs

