

## FLUJÓMETRO UNIVERSAL (ADULTO/PEDIÁTRICO) – FOYOMED

Medidor de flujo Adulto máximo portátil y fácil de usar.

El medidor ofrece a los pacientes la fiabilidad de un medidor de flujo pico de alta precisión con la comodidad de la portabilidad debido a su diseño pequeño y compacto.

### Características

#### Sistema General

- Medidas: 15,5 cm x 5,8 cm x 1,9 cm (alto x ancho x profundidad)
- Peso: 56 gramos
- Color: Azul
- Datos de rendimiento
- Precisión:  $\pm 10\%$  o 20 L /min, de ambos valores, el mayor

#### Materiales:

- Cuerpo principal: Plástico Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) resistente a los golpes.
- Escala: Estampado térmico, resistente al alcohol
- Datos de calibración
- Rango de Medición: 60 a 800 l/min

