

## FONENDOSCOPIO CLASSIC RAPPAPORT



Este producto se utiliza para la auscultación de los cambios en el sonido de la actividad del corazón, los pulmones y otros órganos humanos. El tapón auditivo es cómodo y suave sin el dolor de presionar el hueso del oído, con un efecto de transmisión de sonido claro y sin ruido. Detección de frecuencias agudas, medias y bajas con doble campana y doble manguera.

- Bioauriculares de aluminio.
- Doble cápsula.
- Doble manguera.
- Tubo en Y de PVC, olivas de PVC, diafragma de PVC.