

## FONENDOSCOPIO ADULTO ADSCOPE – ADC<sup>®</sup> – USA



Es un instrumento duradero pero liviano con excelente rendimiento acústico. La campana combinada, mecanizada con precisión a partir de aluminio liviano, ofrece un diafragma ultrasensible para una transmisión de alta frecuencia más nítida y una campana extra profunda para una respuesta de baja frecuencia insuperable. El diafragma de tecnología AFD mejora aún más la respuesta acústica. El auricular clínico, diseñado para resistir miles de ciclos, cuenta con un resorte tensor de doble hoja y un yugo de refuerzo moldeado en un tubo flexible de PVC de 56cm.

- Pieza torácica combinada de diafragma/campana para adultos mecanizada con precisión en aleación de aluminio.
- Ultraligero, sólo 105 gr.
- Campana extra grande de 3.5cm. de diámetro y diafragma altamente sensible de 4.45cm.
- Puntas de silicona Adsoft™ Plus con conexión a presión.
- Campana que no se enfría y borde de retención del diafragma para comodidad del paciente.
- Mangueras suaves y sensibles.

### Especificaciones

- Material: Aluminio
- Acabado: Satinado
- Peso: 34 gr.
- Diámetro del diafragma: 4.45 cm.
- Material del diafragma: Película de poliéster
- Tipo de diafragma: Standard
- Diámetro de campana: 3.5 cm.

- Tipo de auriculares: Clínicos
- Material del auricular: Aluminio
- Acabado del auricular: Satinado
- Largo de manguera: 53 cm.
- Largo total: 78.75 cm.
- Peso total: 105 gr.

