

**FOTÓMETRO PORTÁTIL MICROPROCESAADO CLORURO
MOD. MI414 – MILWAUKEE**



La nueva gama revolucionaria de fotómetros prácticos, compactos y fácil de usar de Milwaukee para mediciones rápidas en terreno o en laboratorio con entrega de las concentraciones en mg/lit en forma directa en display digital.

Especificaciones

- Rango: 0,00 a 20,00 mg/lit
 - Resolución: 0,01 mg/lit
 - Precisión: $\pm 0,04$ mg/lit @ 10 mg/lit
 - Fuente de luz: LED azul a 466 nm
 - Detector de luz: Fococelda de silicón y filtro de interferencia banda angosta 466 nm
 - Método: Adaptación del método tiocianato de mercurio (II)
 - Condiciones ambientales: 0 a 50°C (32 a 122°F); RH máximo de 100%
 - Tipo de batería: 1 x 9 V
 - Auto apagado: Después de 10 minutos sin usar
 - Dimensiones: 192 x 104 x 52 mm
 - Peso: 380gr.
-
- Gabinete de plástico resistente
 - Incluye 2 cubetas de vidrio, reactivo para 100 test, maletín de transporte y manual.