

GLUCÓMETRO ACCU-CHEK[®] INSTANT



- El intuitivo indicador de rango objetivo proporciona tranquilidad visual, tiene una pantalla clara con retroiluminación y una luz en la ranura para las tiras reactivas.
- Memoria: Revisa hasta 720 resultados. Promedios de prueba de los últimos 7, 14, 30 y 90 días.
- No se requiere ningún ajuste: simplemente inserte una cinta reactiva, coloque una pequeña muestra de sangre y observe el resultado.
- Cinta con borde amplio para una fácil dosificación: Coloque una pequeña muestra de sangre en cualquier lugar del borde amarillo de la tira.
- Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek[®], cumple con los requisitos de la norma ISO 15197: 2013 / EN ISO 15197: 2015.



- El medidor registra automáticamente sus resultados de glicemia y los transfiere de forma inalámbrica a su Smartphone a través de un USB a su computador.
- Dos botones de navegación: Posee un botón adicional para mejorar la experiencia de uso.
- Todos los datos pueden transferirse al portal Accu-Chek® Connect Online (a través de un USB) y a la aplicación Accu-Chek® Connect (vía Bluetooth®).
- Experimente un chequeo con menos dolor gracias al lancetero Accu-Chek® FastClix o al dispositivo Accu-Chek® Softclix.
- Eliminación de tiras sin contacto. Con el botón eyector de las tiras reactivas, tan solo necesita hacer un clic para generar una extracción rápida, sencilla e higiénica.
- Apagado automático: 90 segundos después de realizar una prueba, 15 segundos después de retirar la tira de prueba o 5 segundos desde la última pantalla de resultados de prueba.
- Peso: Aprox. 40 g (con pilas).
- Incluye: - Glucómetro Accu-Chek Instant.
 - Dispositivo de punción Accu-Chek Softclix (Lancetero).
 - Manual de instrucciones.
 - Estuche blando para traslado y almacenamiento.



Tecnología Wireless: Bluetooth®.

Pantalla LCD: Retroiluminado.

Resultados: Menos de 4 segundos.

Tipo de batería: 2 pilas (CR2032).

Indicador de rango objetivo

Se comprende de un vistazo: su indicador de rango por color brinda inmediatez visual respecto a si los valores de glicemia están por encima del rango (**azul**), dentro del rango (**verde**) o por debajo del rango (**rojo**).

