

MANTO CALEFACTOR CON AGITACIÓN 100ML – MOD. HM-II-100 – BIOBASE



Manta calefactora para matraces, cuerpo esmaltado resistente a la corrosión de mucha durabilidad. Fácil de operar y eficaz, regulación electrónica de la temperatura, calentamiento rápido y uniforme, ajustable de uso seguro. Con interruptor giratorio.

Especificaciones Técnicas

- Volumen: 100 ml
- Temperatura de trabajo: 450°C
- Consumo: 100 W
- Tiempo de uso: Continuo
- Dimensiones interiores: Ø 200 x 160 mm
- Dimensiones exteriores: Ø 230 x 170 mm
- Peso: 2 Kg
- Voltaje: 220V / 50 Hz