

MANTO CALEFACTOR DE 50ML – MOD. HM-I-50 – BIOBASE



IndusLab[®]

Manta calefactora para matraces, cuerpo esmaltado resistente a la corrosión de mucha durabilidad. Fácil de operar y eficaz, regulación electrónica de la temperatura, calentamiento rápido y uniforme, ajustable de uso seguro. Con interruptor giratorio.

Especificaciones Técnicas

- Volumen: 50 ml
- Temperatura de trabajo: 450°C
- Consumo: 80 W
- Tiempo de uso: Continuo
- Medidas: Ø 200 x 160 mm
- Peso neto: 2 Kg
- Voltaje: 220V / 50 Hz

Nota: Color puede variar, el fabricante se reserva el derecho de cambiarlo